

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho 03 máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 100S khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở 1 năm 2025 - 2026** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CV. Lê Châu Thanh Dung

- Số điện thoại: 0931812126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 29 tháng 4, năm 2025 đến trước 16h30 ngày 15 tháng 5, năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 5, năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng sau:



Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 100S khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở 1	Thông tin thiết bị: - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dung tích ≥ 150 lít - Model: Sterrad 100S - Mã số: 101185053, 101185296, 101185267 - Hãng sản xuất: Johnson & Johnson - Năm sản xuất: 2019 - Xuất xứ: Mỹ	03	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	24 tháng
		Nội dung dịch vụ: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của hãng: 1 máy gồm 4 lần bảo dưỡng và thay thế bộ kit (2 lần bảo dưỡng Level 1 và 2 lần bảo dưỡng Level 2), thực hiện trong 24 tháng: Máy tới hạn bảo dưỡng Level 1 sau mỗi 06 tháng hoặc 750 chu kỳ, tùy theo điều kiện nào đến trước) (1 lần/12 tháng) - Thay thế bộ kit bảo dưỡng máy PM1. - Kiểm tra nhiệt độ buồng và cửa. - Kiểm tra công tác áp suất khí nén. - Kiểm tra độ rò rỉ của buồng. - Kiểm tra công suất phát plasma. - Xả dầu máy bơm chân không. - Thay thế dầu máy bơm chân không. - Thay thế lọc hơi dầu. - Kiểm tra Ngày và Giờ. - Cài đặt lại bộ đếm PM.				

		- Thay thế đĩa bay hơi hóa chất. - Xả nước hệ thống khí nén. - Xả nước bể hơi nước khí nén. - Kiểm tra cửa buồng tiệt khuẩn. • Máy tới hạn bảo dưỡng Level 2 (mỗi 12 tháng hoặc 2250 chu kỳ, tùy theo điều kiện nào đến trước) (1 lần/12 tháng) - Thay thế bộ kit bảo dưỡng máy: 01 bộ kit bảo dưỡng PM1 và 01 bộ kit bảo dưỡng PM2. - Kiểm tra nhiệt độ buồng và cửa. - Kiểm tra công tác áp suất khí nén. - Kiểm tra độ rò rỉ của buồng. - Kiểm tra công suất phát plasma. - Xả dầu máy bơm chân không. - Thay thế dầu máy bơm chân không. - Thay thế lọc hơi dầu. - Kiểm tra Ngày và Giờ. - Cài đặt lại bộ đếm PM. - Thay thế đĩa bay hơi hóa chất. - Xả nước hệ thống khí nén. - Xả nước bể hơi nước khí nén. - Kiểm tra cửa buồng tiệt khuẩn. - Thay thế vòng đệm cao su cửa buồng. - Thay thế lọc xúc tác. - Thay thế phụ kiện nhựa cách điện trong buồng. - Thay thế lọc HEPA. - Kiểm tra bộ bơm hóa chất. - Kiểm tra áp suất chân không.				
--	--	---	--	--	--	--

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: TBYT

**GIÁM ĐỐC****DIỆP BẢO TUẤN**