

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Thay mới lõi lọc máy nước uống nóng lạnh bệnh nhân

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu thay mới lõi lọc máy nước uống nóng lạnh bệnh nhân. Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file và bản scan báo giá có đóng dấu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu, số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: Đến 16 giờ ngày 25 / 7 / 2025.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HCQT(NHT).

GIÁM ĐỐC



Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá, ngày 17 tháng 7 năm 2025)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số lượng
I	Thay thế bộ 3 lõi lọc Máy lọc hãng Toshiba (TWP-W1613SV)		
1	Lọc cặn PP_loại P1 (Lọc tạp chất hữu cơ, bùn đất và các chất lơ lửng trong nước) + Kích thước: Đường kính 4,5 dài 27 cm + Vật liệu: Sợi Polypropylene	Cái	17
2	Lọc than hoạt tính C1_loại P1 (Loại bỏ Clo, tạp chất kích cỡ bé) + Kích thước: Đường kính 4,5 dài 27 cm + Vật liệu: Sợi Polypropylene	Cái	17
3	Lọc than hoạt tính C2_loại F1 (Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng) + Kích thước: Đường kính 4,5 dài 27 cm + Vật liệu: Sợi Polypropylene	Cái	17
4	Lõi lọc RO (Có khả năng làm mềm nước và loại bỏ mùi cho ra nguồn nước ngon và dễ uống hơn. Xử lý một cách triệt để vi khuẩn Coli có hại cho sức khỏe.) + Kích thước: Đường kính 4,5 dài 27 cm + Vật liệu: Sợi Polypropylene	Cái	17
II	Thay thế bộ 04 lõi lọc cho máy lọc nước hàng Kangaroo (KG47)		
1	Lõi lọc số 1: lõi lọc Sediment (Lọc tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất) + Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp) + Vật liệu: Sợi Polypropylene + Nhiệt độ tối đa: 45 độ C + Áp suất nước tối đa: 5 bar	Cái	1
2	Lõi lọc số 2: lõi lọc Pre_carbon (Loại bỏ chất nhờn, mùi, hữu cơ hòa tan) + Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp) + Vật liệu: Than gáo dừa + Nhiệt độ tối đa: 45 độ C + Áp suất nước tối đa: 5 bar	Cái	1
3	Lõi lọc số 3: lõi lọc UF Membrane (0,01~0,05 micro) (Lọc tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất, chất lơ lửng trong nước) + Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp) + Vật liệu: Sợi Polypropylene + Nhiệt độ tối đa: 45 độ C + Áp suất nước tối đa: 5 bar	Cái	1
4	Lõi lọc số 4: lõi lọc Post Carbon (Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng) + Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả	Cái	1

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số lượng
	nắp) + Vật liệu: TFC - Thin Film composite - Nhiệt độ tối đa: 45 độ C - Áp suất nước tối đa: 5 bar		
III	Thay thế lõi lọc và màng lọc máy ALASKA (A9ROHC)		
1	Lõi lọc PP 5 micron 10inch - Vật liệu: Polypropylene tinh khiết tạo khe hở có kích thước 5 micron - Chức năng: Loại bỏ tạp chất thô, kim loại nặng, bùn đất, rong rêu,....	Cái	4
2	Lõi lọc CTO-GAC 10inch - Vật liệu: Làm từ than hoạt tính gáo dừa - Chức năng: Lọc sạch mọi tạp chất, vi khuẩn và các độc tố trong nước	Cái	4
3	Lõi lọc OCB-GAC 10inch - Vật liệu: Bên ngoài là lớp vỏ nhựa nguyên sinh ABS cao cấp có độ bền cao. Bên trong là lõi đúc được làm từ than hoạt tính gáo dừa - Chức năng: Hấp thụ các độc tố; diệt khuẩn và khử mùi từ những chất độc hại có trong nước.	Cái	4
4	Màng RO Filmtec - Chức năng: Loại bỏ hoàn toàn khỏi các vật chất như: virus, vi khuẩn, kim loại nặng có trong nước	Cái	4
5	Bộ đèn UV 11W (bóng, vỏ, ống thạch anh, co nối 6mm, kẹp vỏ ống) -Model: Aquapro	Bộ	4
IV	Thay thế lõi lọc máy ALASKA (HC450H)		
1	Bộ đèn UV 11W (bóng, vỏ, ống thạch anh, co nối 6mm, kẹp vỏ ống) -Model: Aquapro	Bộ	2
2	Lõi lọc PP 5 micron 10inch - Vật liệu: Polypropylene tinh khiết tạo khe hở có kích thước 5 micron - Chức năng: Loại bỏ tạp chất thô, kim loại nặng, bùn đất, rong rêu,....	Cái	2
3	Lõi lọc CTO-GAC 10inch - Vật liệu: Làm từ than hoạt tính gáo dừa - Chức năng: Lọc sạch mọi tạp chất, vi khuẩn và các độc tố trong nước	Cái	2
4	Lõi Lọc T33 10inch - Xuất xứ: Châu Á	Cái	

• **Ghi chú:**

- Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện.
- Địa điểm thực hiện: Số 12 đường 400 phường Tăng Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh