

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua vật tư cho bộ tiêu chí “Trung tâm tiết khuẩn xuất sắc” của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn** với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
CV. Trần Thị Thanh Hà – số điện thoại: 0354 059 333
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

- Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 21. tháng 11. năm 2025 đến trước 10 giờ 00 ngày 01. tháng 12 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 01. tháng 12 năm 2025

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

| STT | Tên hàng hóa                   | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Đvt | Số lượng |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1   | Test kiểm tra độ sạch bằng ATP | Que test ATP đánh giá hiệu quả làm sạch bề mặt của dụng cụ y tế<br>Phát hiện ATP ở mức thấp nhất để đảm bảo đánh giá được cả những bề mặt có mức ô nhiễm thấp<br>Tương thích với thiết bị đọc của bệnh viện.<br>Thời gian đọc kết quả nhanh: Tối đa 60 giây<br>Dải đo rộng (0-100.000 RLU)<br>Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên | Que | 45       |

| STT | Tên hàng hóa                                       | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Đvt | Số lượng |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 2   | Test kiểm tra chất lượng máy rửa bằng sóng siêu âm | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa sóng siêu âm<br>Tương thích với máy rửa sóng siêu âm của bệnh viện<br>Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người trên nền vật liệu kim loại<br>Có khay giá đỡ đi kèm<br>Chỉ thị hóa học chuyển màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị hóa học trước – sau rửa máy.<br>Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên | Cái | 75       |
| 3   | Test kiểm tra chất lượng máy rửa khử khuẩn         | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn<br>Tương thích với máy rửa khử khuẩn của bệnh viện<br>Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người trên nền vật liệu kim loại<br>Có khay giá đỡ đi kèm<br>Chỉ thị hóa học chuyển màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị hóa học trước – sau rửa máy.<br>Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên       | Cái | 90       |
| 4   | Bàn chải dụng cụ y tế                              | Bàn chải cầm tay dùng để vệ sinh dụng cụ mổ hở<br>Tay cầm làm bằng vật liệu nhựa y tế, chiều dài 100-150mm, có rãnh chống trượt<br>Lông bàn chải được làm bằng nylon hoặc tương đương, chiều dài 15-30mm                                                                                                                                                                                   | Cái | 30       |
| 5   | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi                       | Chổi dùng để vệ sinh dụng cụ phẫu thuật nội soi<br>Đầu chổi chất liệu nylon, dây trục thép không gỉ bọc nhựa mềm<br>Dùng cho kênh làm việc có đường kính 5-10mm, chiều dài 400-500mm                                                                                                                                                                                                       | Cái | 30       |

| STT | Tên hàng hóa                                              | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Đvt  | Số lượng |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 6   | Dầu bôi trơn bảo dưỡng dụng cụ                            | Cho phép hơi nước đi qua lớp dầu<br>Không gây ảnh hưởng tới hiệu quả của quá trình tiệt khuẩn<br>Dùng xịt hoặc nhỏ vào các khớp, giúp bôi trơn và chống ăn mòn cho dụng cụ<br>Thể tích đóng gói chai 200-500ml (Dạng xịt)<br>Tương thích với các dụng cụ phẫu thuật<br>Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml   | 54.000   |
| 7   | Nhãn thông tin kèm chỉ thị nhiệt cho hộp đựng chuyên dụng | Nhãn thông tin gắn trên hộp đựng dụng cụ chuyên dụng<br>Tương thích với hộp đựng dụng cụ chuyên dụng đang sử dụng tại bệnh viện<br>Chỉ thị hóa học trên nhãn sau khi tiệt khuẩn chuyển màu đúng hướng dẫn và màu phân biệt được nhãn thông tin trước – sau tiệt khuẩn<br>Tương thích với phương pháp tiệt khuẩn hơi nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cái  | 10.800   |
| 8   | Gói kiểm tra chất lượng PCD                               | Gói thử kiểm tra quy trình tiệt khuẩn hơi nước<br>- Thành phần:<br>+ 01 chỉ thị hóa học đa thông số nhóm 5<br>+ 02 ống chỉ thị sinh học đóng sẵn chứa bào tử <i>Geobacillus stearothermophilus</i> , bao gồm 1 ống chứng và 1 ống thử<br>Chỉ thị hóa học trên ống chỉ thị có đổi màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị sinh học trước- sau tiệt khuẩn.<br>Chỉ thị sinh học được sử dụng với máy đọc Auto-reader 490 của bệnh viện, cho kết quả sau 15-30 phút. Trường hợp không tương thích với máy đọc của bệnh viện, bên trúng thầu phải bố trí máy đọc phù hợp, với thời gian 15-30 phút<br>Đóng gói theo tiêu chuẩn AAMI<br>Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên | Gói  | 150      |
| 9   | Giấy in cho máy hấp ướt                                   | Giấy in chu trình tiệt khuẩn<br>Tương thích với máy Getinge của bệnh viện (Hãng sản xuất: Getinge, Model: GSS67H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuộn | 180      |

k<sup>o</sup> giáp lai

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Bệnh viện Ung Bướu

Cơ sở 1: Số 03 Đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Số 12 Đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

✓



GIÁM ĐỐC

Diệp Bảo Tuấn